

항-Pdia4 토끼 다클론 항체 - P13667

품목 번호: CM0027516



소개

인간 PDIA4(ERP70/ERP72)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 단백질 이황화 이성질화효소 및 소포체 스트레스 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PDIA4 토끼 pAb
비고/별칭	ERP70; ERP72; ERp-72; PDIA4
종	인간
유전자ID (인간)	9601
유전자ID	9601
면역원	인간 PDIA4 (NP_004902.1)의 아미노산 200-300 범위 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P13667
단백질 분자량	73kDa
배송 방식	아이스 팩