

Anti-Pdia6 토끼 단일클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q15084

품목 번호: CM0009676



소개

인간 PDIA6 (ERP5/P5)를 타겟팅하는 고품질의 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응하며, ER 스트레스, 미접힌 단백질 반응 및 혈소판 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PDIA6 토끼 mAb
비고/별칭	P5, ERP5, TXNDC7, PDIA6
종	인간(Human)
유전자 ID	10130
면역원	인간 PDIA6 (NP_005733.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q15084
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)