

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Pdia6 토끼 다클론 항체 - Q15084

품목 번호: CM0024829



소개

인간 PDIA6(ERP5/P5)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 혈소판 및 소포체 스트레스 연구에 이상적입니다. 약 48 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PDIA6 토끼 pAb
비고/별칭	P5, ERP5, TXNDC7, PDIA6
종	인간
유전자ID (인간)	10130
면역원	인간 PDIA6 (NP_005733.1)의 아미노산 20-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q15084
단백질 분자량	48kDa
배송 방법	아이스 팩