

Anti-Pdk1/Pdhk1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q15118

품목 번호: CM0004948



소개

사람 PDK1/PDHK1 (Q15118)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 포도당 대사 및 저산소 신호 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PDK1/PDHK1 Rabbit mAb
비고/별칭	PDK1; pyruvate dehydrogenase kinase 1; PDK1/PDHK1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	5163
GeneID	5163
면역원	합성 펩타이드 사람 PDK1/PDHK1 (Q15118)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q15118
단백질 크기	49kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)