

Wb, Ihc-P, Elisa용 Pdk1/Pdhk1 항토끼 단일클론 항체 - Q15118

품목 번호: CM0008755



소개

PDK1/PDHK1에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 포도당 대사, 저산소증 및 미토콘드리아 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PDK1/PDHK1 토끼 mAb
비고/별칭	PDK1; 피루브산 탈수소효소 키나아제 1; PDK1/PDHK1
종	인간
유전자 ID (인간)	5163
유전자 ID	5163
면역원	합성 펩타이드
유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q15118
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스팩