

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Pdk1/Pdhk1 토끼 다클론 항체 - Q15118

품목 번호: CM0015701



소개

인간 PDK1/PDHK1(피루브산 탈수소효소 키나제 1)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 랫드에 대한 교차 반응성을 나타냅니다. 포도당 대사 조절 및 저산소 반응 연구에 이상적입니다. 약 49 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PDK1/PDHK1 토끼 pAb
비고/별칭	PDK1; PDK1/PDHK1
종	인간
유전자 ID (인간)	5163
유전자 ID	5163
면역원	합성 펩타이드 인간 PDK1/PDHK1(NP_002601.1)의 아미노산 337-436 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q15118
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스팩