


Wb 및 Elisa용 Anti-Pdk1/Pdpk1 토끼 다가 항체 - O15530

품목 번호: CM0023024



소개

PDK1/PDPK1에 대한 토끼 다가 항체로, 웨스턴 블랏 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 인슐린 신호 전달, 세포 증식 및 생존 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PDK1/PDPK1 Rabbit pAb
비고/별칭	PDK1, PDPK2, PDPK2P, PRO0461, PDK1/PDPK1
종	Human
유전자 ID (인간)	5170
면역원	인간 PDK1/PDPK1 (NP_002604.1)의 아미노산 409-556에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	O15530
단백질 크기	63kDa
배송	아이스 팩