

Anti-Pdk2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q15119

품목 번호: CM0026357



소개

Anti-PDK2 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 PDK2를 검출합니다. 포도당 및 지방산 대사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PDK2 Rabbit pAb
비고/별칭	PDHK2; PDKII; PDK2
종	인간
GeneID (Human)	5164
GeneID	5164
면역원	인간 PDK2 (NP_002602.2)의 아미노산 128-407에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q15119
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백