


Wb, Elisa용 항-Pdk3 다클론 항체 - Q15120

품목 번호: CM0030246



소개

PDK3 토끼 pAb는 인간, 마우스, 래트 PDK3를 검출합니다. WB와 ELISA에 적합한 이 항체는 포도당 대사 조절에 관여하는 미토콘드리아 키나아제를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PDK3 토끼 pAb
비고/별칭	CMTX6; GSI-358P8.4; PDK3
종	인간
GeneID (인간)	5165
GeneID	5165
면역원	재조합 단백질 인간 PDK3 (NP_005382.1)의 아미노산 137-406에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15120
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스 팩