


Anti-Pdk3 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q15120

품목 번호: CM0018537



소개

인간 PDK3에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 포도당 대사와 호기성 호흡 조절인자인 미토콘드리아 피루브산 탈수소효소 아이소자임 3을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PDK3 토끼 pAb
비고/별칭	CMTX6; GS1-358P8.4; PDK3
종	인간
GeneID (인간)	5165
GeneID	5165
면역원	재조합 단백질, 인간 PDK3 (NP_005382.1)의 아미노산 137-406에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q15120
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스 팩