


Anti-Pdlim1/Clp36 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O00151

품목 번호: CM0025434



소개

인간 PDLIM1/CLP36에 대한 토끼 폴리클론항체. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 스트레스 섬유 조직화에 관여하는 36kDa 세포골격 어댑터 단백질을 검출. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PDLIM1/CLP36 Rabbit pAb
비고/별칭	CLIM1; CLP36; CLP-36; hCLIM1; HEL-S-112; PDLIM1/CLP36
종	인간
유전자 ID (인간)	9124
유전자 ID	9124
면역원	인간 PDLIM1/CLP36 (NP_066272.1)의 아미노산 1-329에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00151
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백