


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Pdlim4 폴리클로날 항체 - P50479

품목 번호: CM0022657



소개

PDLIM4 Rabbit pAb (P50479)는 사람, 마우스, 쥐의 WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 폴리클로날 항체입니다. SRC 활성화를 억제하고 액틴 세포골격 재구성을 조절하는 PDZ 및 LIM 도메인 단백질 4를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PDLIM4 Rabbit pAb
비고/별칭	RIL; PDLIM4
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	8572
GeneID	8572
면역원	사람 PDLIM4 (NP_003678.2)의 아미노산 80-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P50479
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백