

Wb 및 Elisa용 Anti-Pdlim5 Rabbit Polyclonal Antibody - Q96Hc4

품목 번호: CM0030173



소개

인간 PDLIM5를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 심장 발달, 심근병증 및 신경정신 질환 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품명	PDLIM5 Rabbit pAb
비고/별칭	L9; ENH; LIM; ENH1; PDLIM5
종	인간
GeneID (인간)	10611
GeneID	10611
면역원	인간 PDLIM5 (NP_006448.4)의 아미노산 317-596 서열에 대응하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96HC4
단백질 무게	64kDa
배송	아이스백