

Wb, Elisa용 Anti-Pdlim5 토끼 다클로날 항체 - Q96Hc4

품목 번호: CM0019234



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 다클로날 PDLIM5 항체입니다. 인간과 반응합니다. PDLIM5는 심장 Z-디스크에서 PKC를 스캐폴딩하고 수상돌기 모양을 형성합니다. 조울증, 정신분열증과 관련이 있습니다. 심장 및 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PDLIM5 Rabbit pAb
비고/별칭	L9; ENH; LIM; ENH1; PDLIM5
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID	10611
면역원	합성 펩타이드 인간 PDLIM5 (NP_006448.5)의 아미노산 300-400 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human (인간)
SWISS	Q96HC4
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스백