

Wb용 Anti-Pdp1 폴리클로널 항체 - Q9P0J1

품목 번호: CM0015703

소개

인간 미토콘드리아 피루브산 탈수소효소 인산분해효소인 인간 PDP1에 대한 토끼 폴리클로널 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며, 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 예상 MW는 61 kDa입니다. 대사 및 미토콘드리아 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PDP1 Rabbit pAb
비고/별칭	PDH; PDP; PDPC; PPM2A; PPM2C; PDP1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	54704
GeneID	54704
면역원(Immunogen)	인간 PDP1 (NP_060914.2)의 아미노산 72-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9P0J1
단백질 분자량(Protein Weight)	61kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)