

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Pdp2 다클론 항체 - Q9P2J9

품목 번호: CM0024591

소개

인간 PDP2에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 피루브산 탈수소효소 조절 및 면역대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명        | PDP2 토끼 pAb                                                  |
| 비고/별칭      | PPM2B, PDPC 2, PPM2C2, PDP2                                  |
| 종          | 인간                                                           |
| 유전자ID (인간) | 57546                                                        |
| 유전자ID      | 57546                                                        |
| 면역원        | 인간 PDP2 (NP_065837.1)의 아미노산 67-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원        | 토끼                                                           |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                       |
| 적용 분야      | WB, IF/ICC, ELISA                                            |
| 교차 반응성     | 마우스, 래트                                                      |
| SWISS      | Q9P2J9                                                       |
| 단백질 분자량    | 60kDa                                                        |
| 배송 방식      | 아이스 팩                                                        |