

Wb 및 Elisa용 Anti-Pdx1 다클론 항체 - P52945

품목 번호: CM0014294



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증된 토끼 항-PDX1 다클론 항체로, 인간 및 마우스 PDX1(31 kDa)을 인식합니다. 당뇨병 및 췌장 발달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PDX1 토끼 pAb
비고/별칭	GSF, IPF1, IUF1, IDX-1, MODY4, PDX-1, STF-1, PAGEN1, PDX1
종	인간
유전자 ID	3651
면역원	인간 PDX1(NP_000200.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P52945
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스팩