

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pdxdc1 폴리클로날 항체 - Q6P996

품목 번호: CM0019876

소개

인간 PDXDC1(피리독살 의존성 탈카르복실화효소)를 표적하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 분자량 87 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PDXDC1 Rabbit pAb
비고/별칭	LP8165; PDXDC1
종	인간
GeneID (Human)	23042
GeneID	23042
면역원	인간 PDXDC1 (NP_055842.2)의 아미노산 489-788에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q6P996
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스백