


Wb, Elisa용 항-Pdxk 단클론 항체 - O00764

품목 번호: CM0007272



소개

WB와 ELISA에서 검증된 재조합 항-PDXK 토끼 단클론 항체입니다. 인간 PDXK(35 kDa, SWISS O00764)를 검출합니다. 비타민 B6 대사 및 키나아제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PDXK 토끼 mAb
비고/별칭	PKH, PNK, HMSN6C, PRED79, C21orf97, HEL-S-1a, C21orf124, PDXK
종	인간
GeneID (인간)	8566
면역원	인간 PDXK(NP_003672.1)의 아미노산 1-312에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O00764
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백