

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Pdxk 다클론 항체 - O00764

품목 번호: CM0029155



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 고품질 토끼 다클론 항-PDXK 항체. 인간, 마우스, 래트 PDXK를 검출합니다. 비타민 B6 대사, 키나아제 활성화 및 신경병증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PDXK 토끼 pAb
비고/별칭	PKH; PNK; HMSN6C; PRED79; C21orf97; HEL-S-1a; C21orf124; PDXK
종	인간
유전자 ID	8566 (인간)
면역원	인간 PDXK(NP_003672.1)의 아미노산 1-312에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00764
단백질 분자량	35kDa
배송 방식	아이스백