

Anti-Pdzk1 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q5T2W1

품목 번호: CM0025579



소개

인간 PDZK1 (NHERF3/CAP70) 스캐폴드 단백질에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응성이 있습니다. 상피 이온 수송 및 막 단백질 조절 연구에 이상적이며 CamelBio에서 공급합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PDZK1 토끼 pAb
비고/별칭	CAP70; CLAMP; PDZD1; NHERF3; NHERF-3; PDZK1
종	인간
유전자ID (인간)	5174
유전자ID	5174
면역원	인간 PDZK1 (NP_001188254.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q5T2W1
단백질 분자량	57kDa
배송 방식	아이스 팩