

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항Pebp1 다클론 항체 - P30086

품목 번호: CM0016704



소개

WB, IF/ICC, IP, ELISA용 토끼 유래 항PEBP1 다클론 항체입니다. 인간 PEBP1(RKIP)을 표적으로 하며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 키나아제 신호전달 및 중추신경계 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PEBP1 토끼 pAb
비고/별칭	PBP; HCNP; PEBP; RKIP; HCNPpp; PEBP-1; HEL-210; HEL-S-34; HEL-S-96; PEBP1
종	인간
유전자 ID (인간)	5037
면역원	재조합 단백질 인간 PEBP1 (NP_002558.1)의 아미노산 1-187에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P30086
단백질 분자량	21kDa
배송 방식	아이스팩