

Anti-Pebp4 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9D9G2

품목 번호: CM0021977

소개

PEBP4 (Phosphatidylethanolamine-binding protein 4)에 대한 토끼 다클로널 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. PI3K-AKT 신호 전달 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PEBP4 Rabbit pAb
비고/별칭	PEBP-4; PEBP4
종(Species)	마우스
GeneID (인간)	157310
GeneID	73523
면역원(Immunogen)	마우스 PEBP4 (NP_082836.2)의 아미노산 90-242에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9D9G2
단백질 분자량	27kDa
배송(Shipping)	아이스백