


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Pedf/Serpinf1 폴리클로널 항체 - P36955

품목 번호: CM0019882



소개

인간 PEDF/SERPINF1 (P36955)에 대한 토끼 폴리클로널 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 혈관신생 및 신경영양 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PEDF/SERPINF1 Rabbit pAb
비고/별칭	OI6; OI12; PEDF; EPC-1; PIG35
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	5176
유전자 ID	5176
면역원	인간 PEDF/SERPINF1 (NP_002606.3)의 아미노산 141-240 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P36955
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)