


Wb, Elisa용 항Pedf/Serpinf1 토끼 단클론 항체 - P36955

품목 번호: CM0004328



소개

인간 PEDF/SERPINF1 (P36955)을 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 분자량 46kDa인 PEDF를 인간, 마우스, 래트 샘플에서 검출하며 신경생물학 및 혈관신생 IVD 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PEDF/SERPINF1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	OI6; OI12; PEDF; EPC-1; PIG35; PEDF/SERPINF1
종	인간
유전자 ID (인간)	5176
유전자 ID	5176
면역원	합성 펩티드: 인간 PEDF/SERPINF1 (P36955)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P36955
단백질 분자량	46kDa
배송 방식	아이스 팩