


## Anti-Pedf/Serpinf1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P36955

품목 번호: CM0014775



### 소개

인간 PEDF/SERPINF1을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA 적용에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 혈관신생 및 신경영양인자 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명     | PEDF/SERPINF1 Rabbit pAb                                       |
| 비고/별칭   | OI6; OI12; PEDF; EPC-1; PIG35; PEDF/SERPINF1                   |
| 종       | 인간                                                             |
| 유전자 ID  | 5176                                                           |
| 면역원     | 인간 PEDF/SERPINF1 (NP_002606.3)의 아미노산 141-240에 해당하는 서열의 합성 펩타이드 |
| 원천      | 토끼                                                             |
| 범주      | 폴리클론항체                                                         |
| 적용 분야   | WB, ELISA                                                      |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스, 래트                                                    |
| SWISS   | P36955                                                         |
| 단백질 분자량 | 46kDa                                                          |
| 배송      | 아이스백                                                           |