


Wb용 항Pef1 토끼 단일클론 항체 - Q9Ubv8

품목 번호: CM0002862



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 재조합 토끼 항PEF1 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 PEF1과 반응합니다. ER-골지 수송 및 칼슘 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PEF1 토끼 mAb
비고/별칭	ABP32; PEF1A; PEF1
종	인간
유전자ID	553115
면역원	인간 PEF1 (Q9UBV8)의 아미노산 50-150 범위 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UBV8
단백질 분자량	30kDa
배송 방식	아이스 팩