

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Peg10 토끼 다클론 항체 - Q86Tg7

품목 번호: CM0026804



소개

태반 형성 및 암 진행에 관여하는 레트로트랜스포손 유래 단백질인 인간 PEG10을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PEG10 토끼 pAb
비고/별칭	EDR, HB-1, Mar2, RTL2, MEF3L, Mart2, RGAG3, SIRH1, PEG10
종	인간
유전자 ID (인간)	23089
유전자 ID	23089
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q86TG7
단백질 분자량	80kDa
배송 방식	아이스백