


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Peg3 다클론 항체 - Q9Gzu2

품목 번호: CM0016955



소개

PEG3 토끼 pAb는 사람, 생쥐, 쥐에서 WB, IHC-P, ELISA로 검증되었습니다. 세포자멸사와 종양 억제를 조절하는 징크 핑거 단백질인 PEG3(181kDa)를 인식합니다. 신경생물학 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PEG3 토끼 pAb
비고/별칭	PW1; ZNF904; ZSCAN24; ZKSCAN22; PEG3
종	사람
유전자 ID (사람)	5178
유전자 ID	5178
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q9GZU2
단백질 분자량	181kDa
배송	아이스백