

Wb, Elisa용 항Peli3 다클론 항체 - Q8N2H9

품목 번호: CM0027323

소개

인간 PELI3를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. PELI3는 선천성 면역 및 TLR/IL-1 신호 전달 경로에 관여하는 E3 유비퀴틴 리가아제입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PELI3 토끼 pAb
비고/별칭	PELI3
종	인간
GeneID	246330
면역원	인간 PELI3 (NP_659502.2)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8N2H9
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스 팩