


Ihc-P, Elisa용 Anti-Pelp1 폴리클로날 항체 - Q8Izl8

품목 번호: CM0015828



소개

ELISA 및 IHC-P에 대해 검증된 PELP1 토끼 폴리클로날 항체로, 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 가집니다. 에스트로겐 수용체 신호 전달, 암 생물학 및 rRNA 성숙 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PELP1 Rabbit pAb
비고/별칭	MNAR; P160; PELP1
종(Species)	Human
유전자 ID	27043
항원(Immunogen)	인간 PELP1 (Q8IZL8)의 아미노산 884-1130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q8IZL8
단백질 분자량	120kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)