


Wb 및 Elisa용 항Pelp1 토끼 단클론 항체 - Q8Izl8

품목 번호: CM0009047



소개

인간 PELP1 (MNAR)을 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. PELP1은 에스트로겐 수용체 신호전달과 암 생물학에 관여하는 전사 보조 활성화인자입니다. 연구용으로 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PELP1 토끼 mAb
비고/별칭	MNAR; P160; PELP1
종	인간
유전자ID (인간)	27043
유전자ID	27043
면역원	합성 펩타이드: 인간 PELP1 (Q8IZL8)의 아미노산 1000-1100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q8IZL8
단백질 분자량	120kDa
배송 방식	아이스백