

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Pelp1 토끼 다클론 항체 - C9Jfv4

품목 번호: CM0027100

소개

인간 PELP1(MNAR)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 핵 수용체 신호 전달 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PELP1 토끼 pAb
비고/별칭	MNAR; P160; PELP1
종	인간
유전자 ID (인간)	27043
유전자 ID	27043
면역원	인간 PELP1(NP_055204.3)의 아미노산 1021-1180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	C9JFV4
단백질 분자량	125kDa
배송	아이스백