

Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 Anti-Pen2/Psenen Rabbit Monoclonal Antibody - Q9NZ42

품목 번호: CM0009418



소개

인간 PEN2/PSENEN (UniProt Q9NZ42)을 표적하는 재조합 토끼 단일클론 항체. WB, IF/ICC, IF-P, ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 감마-세크레타제 복합체 및 알츠하이머 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PEN2/PSENEN Rabbit mAb
비고/별칭	PEN2; PEN-2; MDS033; ACNINV2; MSTP064; PEN2/PSENEN
종	인간
유전자 ID (인간)	55851
유전자 ID	55851
면역원	인간 PEN2/PSENEN (NP_758844.1)의 아미노산 1-101 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NZ42
단백질 무게	12kDa
배송	아이스백