


Anti-Pen2/Psenen Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Nz42

품목 번호: CM0014154



소개

감마-시크레타제 서브유닛인 PEN2/PSENEN에 대한 토끼 다클로널 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 쥐, 랫트와 교차 반응합니다. 알츠하이머병 및 Notch 신호 전달 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PEN2/PSENEN Rabbit pAb
비고/별칭	PEN2; PEN-2; MDS033; ACNINV2; MSTP064; PEN2/PSENEN
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	55851
유전자 ID	55851
면역원	합성 펩타이드: 사람 PEN2/PSENEN (NP_758844.1)의 아미노산 1-101 내의 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	Q9NZ42
단백질 분자량	12 kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)