


Wb, If-P, Elisa용 항-Penk 토끼 다클론 항체 - P01210

품목 번호: CM0022631



소개

인간 프로엔케팔린-A(PENK)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에 사용됩니다. 래트와 교차 반응합니다. 통각 지각, 오피오이드 신호 전달 및 신경펩티드 기능 연구에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PENK 토끼 pAb
비고/별칭	PE; PENK-A; 프로엔케팔린-A
종	인간
유전자 ID (인간)	5179
유전자 ID	5179
면역원	인간 PENK (NP_001129162.1)의 아미노산 150-267 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	P01210
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백