

Anti-Pepck/Pck2 폴리클론항체 For Wb 및 Elisa - Q16822

품목 번호: CM0025666

소개

미토콘드리아 PEPCK(PCK2)에 대한 토끼 폴리클론항체로, 인간, 마우스, 래트에서 WB 및 ELISA로 검증됨. 당신생성 및 페로프토시스 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PEPCK/PCK2 Rabbit pAb
비고/별칭	PEPCK; PEPCK2; PEPCK-M; PEPCK/PCK2
종	인간
GeneID	5106
면역원	인간 PEPCK/PCK2 (NP_004554.2)의 아미노산 1-280 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16822
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백