

Wb, If/Icc, Elisa용 항Pepck/Pck2 토끼 단클론 항체 (Ko 검증됨) - Q16822

품목 번호: CM0004921

소개

재조합 항PEPCK/PCK2 토끼 단클론 항체, KO 검증 완료, 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 미토콘드리아 PCK2를 검출합니다. 포도당신생합성 및 페롭토시스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] PEPCK/PCK2 토끼 mAb
비고/별칭	PEPCK; PEPCK2; PEPCK-M; K2
종	인간
유전자ID (인간)	5106
유전자ID	5106
면역원	인간 PEPCK/PCK2 (Q16822)의 아미노산 550-640에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16822
단백질 분자량	71kDa
배송 방식	아이스팩