


Wb, Elisa용 항-Pepd 토끼 다클론 항체 - P12955

품목 번호: CM0028311



소개

인체 PEPD(프로리다아제)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 콜라겐 대사 및 관련 연구 조사에 이상적입니다. 예상 분자량: 54kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PEPD 토끼 pAb
비고/별칭	PROLIDASE; PEPD
종	인체
유전자 ID (인체)	5184
유전자 ID	5184
면역원	제조업 단백질; 인체 PEPD(NP_000276.2)의 아미노산 288-424에 해당하는 서열을 포함하는 제조업 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 래트
SWISS	P12955
단백질 중량	54kDa
배송	아이스팩