

## Elisa, Ihc-P, If-P용 항-Pepsinogen I (Pg I) Rabbit Monoclonal Antibody - P0Djd7

품목 번호: CM0007668



### 소개

ELISA, IHC-P 및 IF-P에 대해 검증된 인간 Pepsinogen I (PG I/PGA4)에 대한 Rabbit monoclonal antibody. 마우스 및 래트와 교차 반응. 소화 효소 및 위암 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                 |
|-------------|-----------------------------------|
| 제품명         | Pepsinogen I (PG I) Rabbit mAb    |
| 비고/별칭       | Pepsinogen-4; Pepsinogen I (PG I) |
| 종           | 인간                                |
| GeneID (인간) | 643847                            |
| GeneID      | 643847                            |
| 면역원         | 인간 Pepsinogen I (PG I) 재조합 단백질    |
| 원천          | 토끼                                |
| 범주          | Monoclonal Antibodies             |
| 응용 분야       | IF-P, IHC-P, ELISA                |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                       |
| SWISS       | P0DJJD7                           |
| 단백질 분자량     | 42kDa                             |
| 배송          | 아이스백                              |