

Anti-Pepsinogen Ii (Pg Ii) Rabbit Monoclonal Antibody For Ihc-P, Elisa - P20142

품목 번호: CM0003084



소개

인간 Pepsinogen II (PG II)에 대한 토끼 단일 클론 항체입니다. IHC-P 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 위장관 연구 및 IVD 분석 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Pepsinogen II (PG II) Rabbit mAb
비고/별칭	PEPC; PGII; Pepsinogen II (PG II)
종	인간
GeneID (human)	5225
GeneID	5225
면역원	인간 Pepsinogen II (PG II) (NP_002621.1)의 아미노산 1-388 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	단일 클론 항체
응용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P20142
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백