

## Anti-Pepsinogen Ii (Pg Ii) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P20142

품목 번호: CM0026719



### 소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 Anti-Pepsinogen II (PG II) 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐 가스트릭신(Gastricsin)과 반응합니다. 소화 및 단백질 분해 효소 연구에서 펩시노겐 C 연구에 이상적입니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수                     | 값                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | Pepsinogen II (PG II) Rabbit pAb                                          |
| 비고/별칭                    | PEPC; PGII; Pepsinogen II (PG II)                                         |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                                                 |
| GeneID (인간)              | 5225                                                                      |
| GeneID                   | 5225                                                                      |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 Pepsinogen II (PG II) (NP_001159896.1)의 아미노산 73-172 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                                |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                           |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IHC-P, ELISA                                                          |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)                                             |
| SWISS                    | P20142                                                                    |
| 단백질 분자량                  | 42kDa                                                                     |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                            |