

Anti-Per1 Rabbit Polyclonal Antibody - O15534

품목 번호: CM0027056

소개

인간 PER1에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 생체 리듬 연구 및 전사 조절 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PER1 Rabbit pAb
비고/별칭	PER; hPER; RIGUI; PER1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	5187
유전자 ID	5187
면역원	인간 PER1 (NP_002607.2)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O15534
단백질 분자량	136 kDa/92 kDa
배송	아이스팩