

Wb, Elisa용 Anti-Per3 토끼 단일클론 항체 - P56645

품목 번호: CM0007548

소개

인간 PER3 일주기 시계 단백질을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 수면 및 일주기 리듬 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PER3 토끼 mAb
비고/별칭	GIG13; FASPS3; PER3
종	인간
유전자 ID (인간)	8863
유전자 ID	8863
면역원	인간 PER3(P56645)의 아미노산 10~100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P56645
단백질 분자량	132kDa
배송	아이스팩