

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 퍼포린(Peforin) 토끼 단일클론 항체 - P14222

품목 번호: CM0011017

소개

WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA용 인간 퍼포린(P14222)을 타겟팅하는 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스와 교차 반응합니다. 면역학 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Perforin Rabbit mAb
비고/별칭	P1, PFP, HPLH2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5551
GeneID	5551
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 (인간 퍼포린(NP_005032.2)의 아미노산 21-555에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P14222
단백질 분자량	61 kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)