

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항퍼포린 토끼 다클론 항체 - P14222

품목 번호: CM0018649

소개

인간 퍼포린(PRF1, P14222)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 유효성이 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. 그란자임 매개 세포독성 및 면역 방어 연구를 위한 핵심 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	퍼포린 토끼 pAb
비고/별칭	P1; PFP; HPLH2; 퍼포린
종	인간
유전자 ID (인간)	5551
유전자 ID	5551
면역원	인간 퍼포린(NP_005032.2)의 아미노산 280-555에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P14222
단백질 분자량	61 kDa
배송	아이스 팩