

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Perilipin-2 토끼 다클론 항체 - P43883

품목 번호: CM0021535

소개

WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA용 마우스 Perilipin-2(ADRP/Adipophilin) 표적 토끼 다클론 항체이며, 랫드와 교차 반응합니다. 지질 방울 생물학 및 대사 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	perilipin-2 토끼 pAb
비고/별칭	ADPH, Adfp, Adrp, perilipin-2
종	마우스
GeneID (인간)	123
GeneID	11520
면역원	마우스 perilipin-2(NP_031434.3)의 아미노산 325-425 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P43883
단백질 분자량	46kDa
배송	얼음팩