


Wb, Elisa용 항-페리오스틴 단일클론 항체 - Q15063

품목 번호: CM0011541



소개

웨스턴 블롯팅 및 ELISA용으로 검증된 인간 페리오스틴 토끼 단일클론 항체입니다. N-말단 내 합성 펩타이드를 항원으로 사용하여 제조되었습니다. 세포 접착, 종양 미세환경 및 세포외기질 리모델링 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Periostin 토끼 mAb
비고/별칭	PN; OSF2; OSF-2; PDLPOSTN; Periostin
종	인간
GeneID (인간)	10631
GeneID	10631
면역원	인간 Periostin의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드 (NP_001129406.1)
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q15063
단백질 분자량	80kDa/83kDa/84kDa/87kDa/90kDa/93kDa
배송	아이스팩