

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Perk 단일클론 항체 - Q9NZj5

품목 번호: CM0012542



소개

PERK Rabbit mAb은 핵심 UPR 센서인 인간 PERK (EIF2AK3)를 타겟으로 합니다. 아미노산 867-1116에 대해 면역된 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 적용 가능하며 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. ER 스트레스 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PERK Rabbit mAb
비고/별칭	PEK; WRS; PERK
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	9451
GeneID	9451
면역원(Immunogen)	인간 PERK (NP_004827.4)의 아미노산 867-1116에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9NZJ5
단백질 분자량	125kDa
배송	아이스백