

Wb, Elisa용 Anti-Perk 토끼 단일클론 항체 - Q9Nzj5

품목 번호: CM0008831



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증된 PERK 토끼 단일클론 항체(Q9NZJ5)로, 인간 PERK를 검출하며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. 단백질 응답(UPR) 및 스트레스 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PERK Rabbit mAb
비고/별칭	PERK; WRS; PERK
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	9451
GeneID	9451
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9NZJ5
단백질 분자량	125kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)